

Iridina gocce lubrificanti

Iridina ® смазочные капли-это стерильный раствор для офтальмологического применения с физиологическим pH на основе гиалуронат натрия. Раствор упакован в контейнеры по 10 мл без консервантов. Гиалуронат натрия придает препарату свойства, обеспечивающие адекватную смазку глазной поверхности, защищая его от трения, создаваемого движениями глаз. Кроме того, полимер способен удерживать воду: по этой причине раствор может держать поверхность глаза увлажненными и повышать стабильность слезной пленки, защищая слизистую оболочку глаза от внешних агентов. Таким образом, Иридина ® смазочные капли выполняет действие направленное на увлажнение и смазку для глазной поверхности и дает временное облегчение от жжения, раздражения и неудобств, связанные с сухостью глаз. Концентрация гиалуроната натрия 0,4% позволяет обеспечить повышенную гидратацию при длительном действии с течением времени.

Иридина ® смазочные капли могут использовать с контактными линзами, без необходимости их удаления.

Указания по применению:

Iridina ® смазочные капли увлажняют и смазывает глаза, показаны для освежения и облегчения раздраженной слизистой оболочки или в случае сухих глаз. Наиболее распространенные причины, которые определяют сухость глаз и раздражение могут быть:

- использование контактных линз в течение многих часов подряд;
- экологические причины (кондиционер, чрезмерное воздействие солнечной радиации, ветра, дыма, загрязнение);
- сухой глаз, вызванный чрезмерными часами учебы, слишком большим количеством часов работы на ПК, синдромом сухого глаза;
- стресс в результате операции на глазах.

Инструкция по применению:

Капли показаны для владельцев контактных линз.

Могут быть использоваться детьми после консультации с врачом.

* Закапывайте по 1/2 капли в каждый глаз, слегка надавливая на флакон.

* После использования немедленно закройте бутылку: содержимое может быть повторно использовано в течение 6 месяцев с первого открытия.

* Также рекомендуется для частого использования, несколько раз в день, в соответствии с потребностями.

Зрение может быть временно затуманено после введения продукта

Флакон 10 мл

СОСТАВ: Гиалуронат натрия 0,4%, борная кислота, декагидрат тетрабората натрия, хлорид натрия.

Не содержит консервантов.

Montefarmaco OTC SpA

Via IV ноябрь, 92 - 20021 Боллате (MI)